

18.1.3 TINCIÓN DE GRAM

La tinción Gram se llevó a cabo conforme a los siguientes pasos:

1. Con un asa bacteriológica colocar una muestra en el portaobjetos y fijar con mechero.
2. Adicionar cristal violeta por 1 minuto.
3. Enjuagar con agua destilada.
4. Adicionar lugol por 1 minuto.
5. Decolorar con etanol al 95%.
6. Enjuagar con agua destilada.
7. Adicionar safranina por 1 minuto.
8. Enjuagar con agua destilada.