

## 1.2 TINCIÓN DE GRAM

Para que la tinción sea confiable, debe de realizarse a un cultivo fresco.

- ◆ Se fija una pequeña muestra del cultivo en un portaobjetos.
- ◆ Se agrega cristal violeta y se deja 1 minuto.
- ◆ Se enjuaga con agua.
- ◆ Se agrega lugol y se deja 1 minuto.
- ◆ Se enjuaga con agua.
- ◆ Se decolora con etanol-acetona.
- ◆ Se enjuaga con agua.
- ◆ Se agrega safranina y se deja 30 segundos.
- ◆ Se enjuaga con agua